

## NOTA INFORMATIVA 09/002

### DETERMINACIÓ DE MELAMINA

En resposta a les darreres alertes alimentaries que hi han hagut associades al compost **melamina**, el laboratori ha desenvolupat i validat el procediment de determinació de **melamina** en aliments (**MA/2/22700**). La determinació es realitza per cromatografia líquida i detector de masses-masses (CL MS-MS) i el límit de quantificació és de **1,00 mg/Kg**.

Aquesta determinació s'informa com **acreditada** i s'ha inclòs a la darrera edició (Ed.12) de la nostra **Llista d'assaigs sota acreditació (LEBA)**, dins de la categoria de contaminants químics orgànics en aliments per cromatografia líquida (procediment general de la categoria d'assaig: MA/2/22001). L'edició vigent de la LEBA pot consultar-se a la web [www.aspb.cat](http://www.aspb.cat).

Cordialment,



Francesc Centrich  
Cap de Servei  
Barcelona, gener de 2009