

NOTA INFORMATIVA 10_11

Les informamos que actualmente el Laboratorio ofrece la realización de la detección y recuento de *Legionella pneumophila* por el método de PCR, **únicamente en las muestras que provienen de brotes.**

En los casos de brotes de Legionelosi en que se solicita la detección y recuento de *Legionella spp* con la identificación de *Legionella pneumophila* por cultivo y la detección y recuento de *Legionella pneumophila* por el método PCR, se han de entregar al laboratorio:

- Muestra doble (dos botellas de 1500mL) cuando el origen de la muestra sea agua de consumo (red).
- Muestra única (botella de 1500 mL) cuando el origen de la muestra sea otro (ej. torres y circuitos de refrigeración, fuentes ornamentales, jacuzzi, etc.).

Cordialmente,



Anna Isern
Responsable del Área de Aguas y Medio Ambiente
Barcelona, 7 de julio de 2010